

Linear Stapler




CE 0481



Große Öffnungshilfen helfen, das zu entfernende Gewebe in Position bringen.



Die Skala zeigt deutlich den Nahtbereich an.



Das Gerät wird erst freigegeben, wenn der gewünschte Nahtbereich korrekt erfasst wurde.



Sie können zwischen zwei farblich unterscheidbaren Kartuschen wählen:

- Die blaue Kartusche ist für 1,5 mm Gewebestärke.
- Die grüne Patrone ist aus 2,0 mm Gewebestärke.

Instrument No.	Cartridge No.	Cartridge Colour	Staple Height	Suturing Thickness
FH-Y-30-3.8	CLB30	Blue	3.8 mm	1.5 mm
FH-Y-30-4.5	CLG30	Green	4.5 mm	2.0 mm
FH-Y-45-3.8	CLB45	Blue	3.8 mm	1.5 mm
FH-Y-45-4.5	CLG45	Green	4.5 mm	2.0 mm
FH-Y-60-3.8	CLB60	Blue	3.8 mm	1.5 mm
FH-Y-60-4.5	CLG60	Green	4.5 mm	2.0 mm
FH-Y-90-3.8	CLB90	Blue	3.8 mm	1.5 mm
FH-Y-90-4.5	CLG90	Green	4.5 mm	2.0 mm